COLPOFIX®

VAGINÁLNY GÉL V SPREJI

INDIKÁCIE

Prevencia vzniku a liečba lézií na krčku maternice spôsobených ľudským papilomavírusom úpravou fyziologického stavu transformačnej zóny cerviko-vaginálnej sliznice.

OPIS

Colpofix® je inovatívny prípravok z hľadiska zloženia aj spôsobu použitia. Je to gél s tixotropnými vlastnosťami, ktorý sa pôsobením sily vznikajúcej pri mechanickom stlačení mení na tekutinu a po nanesení sa vracia späť do podoby gélu. Exkluzívny ergonomický tvar aplikátora umožňuje rovnomerné a efektívne hĺbkové nanesenie prípravku priamo na sliznicu krčka maternice a vagíny bez následného rozliatia.

Colpofix ® obsahuje tieto účinné látky: polykarbofil a karboxymetyl beta-glukán. Colpofix účinne pôsobí najmä pri uvedených indikáciách, a to viacerými mechanizmami účinku:

- vďaka bioadhézii vytvára film, ktorý chráni sliznicu krčka maternice a vagíny pred škodlivým pôsobením externých mikrobiologických vplyvov,
- podporuje opätovnú epitelizáciu lézií sliznice krčka maternice a vagíny tým, že hydratáciou upravuje fyziologický stav cerviko-vaginálnej transformačnej zóny,
- reguluje pH a má prebiotické účinky, čím obnovuje a udržiava vaginálnu mikroflóru.

ZLOŽENIE

Voda, sorbitol, karboxymetyl beta-glukán, zosieťovaný akrylový polymér (polykarbofil), imidazolidinylová močovina, dehydroacetát sodný.

UPOZORNENIA

V dôsledku prítomnosti prírodných zložiek sa farba gélu môže zmeniť. Takáto zmena však nemá vplyv na kvalitu prípravku. Výrobok je určený na vaginálne použitie. Neprehĺtajte. V prípade potvrdeného alebo predpokladaného tehotenstva alebo súbežnej lokálnej farmakologickej liečby výrobok nepoužívajte bez odporúčania lekára alebo lekárnika. Výrobok nie je určený na pediatrické použitie. Výrobok uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí. Ako pri všetkých topických prípravkoch môže dlhodobé používanie tohto výrobku vyvolať lokálnu senzibilizáciu alebo podráždenie; v takom prípade ukončite liečbu a poraďte sa so svojím ošetrujúcim lekárom alebo lekárnikom. Nepoužívajte výrobok, ak je pri prvom použití obal alebo aplikátor poškodený alebo nie je úplne neporušený. Nepoužívajte výrobok po uplynutí dátumu exspirácie. Výrobok používajte v súlade s návodom na použitie. Kanyla je jednorazová a nemala by sa používať opakovane.

SKLADOVANIE

Uchovávajte na suchom mieste, mimo dosahu zdrojov svetla a tepla. Uvedený dátum exspirácie sa vzťahuje len na správne uchovávaný výrobok s nepoškodeným obalom.

NÁVOD NA POUŽITIE

Pred použitím výrobok netraste.

Vyberte vaginálny aplikátor z ochranného obalu. Odstráňte uzáver z krytu spreja. Vložte aplikátor do dávkovacej trysky spreja. Aplikáciu začnite stláčaním tlačidla vákuového dávkovača, až kým sa neobjaví gél. V ľahu na chrbte s pokrčenými kolenami vložte aplikátor hlboko do vagíny. Vykonajte 5 strieknutí na jednu aplikáciu. Po použití aplikátor zahoďte. Nasadením uzáveru sprej zatvorte.



DÁVKOVANIE

Odporúča sa aplikovať 1 x denne (5 strieknutí) počas obdobia 10 dní, a to večer pred uložením na nočný odpočinok. Liečbu obnovte podľa odporúčania lekára..

1 fľaška zodpovedá 10 dňom používania.

VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Nepoužívajte v prípade neznášanlivosti alebo precitlivenosti na niektorú zložku prípravku. Doteraz vykonané skúšanie výrobku nepreukázalo žiadne senzibilizačné javy ani iné vedľajšie účinky. V prípade pretrvávajúceho pocitu nepohodlia sa poraďte s lekárom.

VZHĽAD

Krabička obsahujúca 20 ml fľaštičku a 10 jednotlivo balených jednorazových aplikátorov.

Každý aplikátor je určený len na jedno použitie. Bez vône.

Colpofix ® je zdravotnícka pomôcka triedy IIa v súlade s požiadavkami smernice 93/42/EHS v znení neskorších zmien a doplnení.

Tento výrobok sa nesmie zneškodňovať vyliatím do kanalizácie ani vyhodením do domového odpadu. Na spôsob zneškodnenia zdravotníckych výrobkov, ktoré už nepoužívajte, sa spýtajte svojho lekárnika. Pomôžete tak chrániť životné prostredie.

Dátum poslednej revízie: September 2020

Uriach Italy, S.r.l. A SOCIO UNICO
Assago Milanofiori, Str. 1, Palazzo F6 - 20057 Assago (MI)

CE 0373

XXXX/YYMM

Uriach

LABOREST®